



>> <http://www.analytica-world.com/de/produkte/57825/>

Hochdurchsatz von Hand mit manuellem 96-Kanal Pipettierer Liquidator⁹⁶ - so einfach wie eine Pipette, so schnell wie ein Roboter



Mit seinen 96 separaten Pipettierkanälen ist der **Liquidator⁹⁶** eine hocheffiziente Lösung, um Multiwell-Platten aller Art zu pipettieren, ganz einfach von Hand! Mikrotiterplatten, PCR-Platten oder Deepwell-Platten im 96er und sogar 384er Format pipettieren Sie rasend schnell und sicher, etwa beim

- *Replizieren oder Verteilen von Platten* (Expressionstests, Yeast Two Hybrid Systeme, Assay-Entwicklung u.v.m.)
- *Befüllen und Waschen* (Screenings, ELISA, PCR, Proteinkristallisation)

- *Vorlegen* von Puffern oder Mastermixen
- *Abpipettieren* (Mediumwechsel in der Zellkultur oder bei zellulären Assays)
- *Umpipettieren* von Platten (96er auf 384er und umgekehrt)

Liquidator⁹⁶ - so einfach wie eine Mehrkanalpipette, aber deutlich sicherer und präziser

- Der **Liquidator⁹⁶** arbeitet rein manuell, völlig ohne Programmierung
- Die Handhabung ist einfach und ergonomisch und erfordert keine aufwändige Schulung
- Der Anwender hat jederzeit volle Kontrolle über den Pipettiervorgang
- Die Pipettierungen sind zuverlässiger und präziser als mit Mehrkanalpipetten
- Volumenbereich 1 µl – 200 µl
- Das beim Arbeiten mit Mehrkanalpipetten gefürchtete Verwechseln, Auslassen oder Doppelpipettieren ganzer Reihen ist ausgeschlossen

Liquidator⁹⁶ - so schnell wie ein Roboter, aber wesentlich bequemer und günstiger

- Der **Liquidator⁹⁶** ist jederzeit sekunden-schnell betriebsbereit



>> <http://www.analytica-world.com/de/produkte/57825/>

- Er ist transportabel und kann auch in der Sterilbank eingesetzt werden
- Das Gerät ist sehr robust und erfordert nur minimalen Serviceaufwand
- Die Investitionskosten sind ebenso wie die Betriebskosten weit niedriger als bei automatisierten Systemen

Der **Liquidator**⁹⁶ begeistert bereits Anwender in vielen Labors in Forschung und Industrie.